

Kódy výrobků 13938, 13940, 13941, 13942, 13943:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	-2,6
Kyselina chlorovodíková, 30 %	125	Úroveň 4	39,2
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-10,8
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	-36,1

Kódy výrobků 44286, 44287, 44288, 44289, 44290:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	-7,0
Kyselina chlorovodíková, 30 %	160	Úroveň 4	57,5
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-22,0
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	-6,1

Kódy výrobků 44740, 44741, 44742, 44743, 44744:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	-15,7
Kyselina chlorovodíková, 30 %	265	Úroveň 5	62,3
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-10,6
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	-23,5

Kódy výrobků 44749, 44750, 44751. 55752, 44753:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
----------------	--------------------	-------------------	---------------

Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	3,8
Kyselina chlorovodíková, 30 %	240	Úroveň 4	37,6
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-54,8
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	-66,8

Kódy výrobků 45256, 45257, 45258, 45259, 45260:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	18,4
Kyselina chlorovodíková, 30 %	>480	Úroveň 6	79,7
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	6,7
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	8,0

Kódy výrobků 47195, 47196, 47197, 47198:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	1,1
Kyselina chlorovodíková, 30 %	>480	Úroveň 6	4,0
Isopropylalkohol, 100%	89	Úroveň 3	42,1
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-13,9
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	-17,3

Kódy výrobků 47471, 47472, 47473, 47474, 47475:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	480	6	-72,7
Kyselina	480	6	0,1

chlorovodíková, 30 %			
Isopropylalkohol, 70 %	30	1	68,2
Hydroxid sodný, 40 %	480	6	-88,6
Kyselina sírová, 50 %	480	6	-27,1

Kódy výrobků 50481, 50482, 50483, 50484, 50485:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	15,5
Kyselina chlorovodíková, 30 %	>480	Úroveň 6	27,5
Isopropylalkohol, 100%	107	Úroveň 3	60,4
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-3,5
Kyselina sírová, 50 %	>480	Úroveň 6	3,8

Kódy výrobků 50486, 50487, 50488, 50489, 50490:

Ochrana před chemikáliemi – EN 16523-1:2015

Chemická látka	Doba průniku (min)	Úroveň výkonnosti	Degradace (%)
Ethidium bromid, 1 %	>480	Úroveň 6	10,4
Kyselina chlorovodíková, 30 %	148	Úroveň 4	31,9
Isopropylalkohol, 70 %	11	Úroveň 1	70,0
Hydroxid sodný, 40 %	>480	Úroveň 6	-24,3
Kyselina sírová, 50 %	124	Úroveň 4	-90,4

Kódy výrobků 50494, 50495, 50496:

Varování: Nepoužívejte tento výrobek, jestliže máte známou alergii na chemická aditiva. **Silné chemikálie:** Tyto rukavice nejsou určeny k použití při činnostech, které zahrnují přímou expozici silným chemikáliím, kde je nutné použít vysoce odolné průmyslové rukavice. **Varování:** Tyto rukavice se nesmí používat při činnostech, které vyžadují mechanickou ochranu a/nebo ochranu před teplem.

Kódy výrobků 65030, 65031, 65032, 65033, 65034:

Tato rukavice neobsahuje DEHP (Di-2-ethylhexylftalát) jako změkčovadlo. **Upozornění:** Tyto rukavice byly navrženy k použití při činnostech s nízkým rizikem (bez kontaktu s tělesnými tekutinami). Nejsou určeny jako bariéra proti chemikáliím. **Silné chemikálie:** Tyto rukavice nejsou určeny k použití při činnostech, které zahrnují přímou expozici silným chemikáliím, kde je nutné použít vysoce odolné průmyslové rukavice. **Upozornění:** Tyto rukavice se nesmí používat při činnostech, které vyžadují mechanickou ochranu a/nebo ochranu před teplem.