

**Termékkódok 13938, 13940, 13941, 13942, 13943:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	-2,6
Sósav, 30%	125	4. szint	39,2
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-10,8
Kénsav, 50%	>480	6. szint	-36,1

**Termékkódok 44286, 44287, 44288, 44289, 44290:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	-7,0
Sósav, 30%	160	4. szint	57,5
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-22,0
Kénsav, 50%	>480	6. szint	-6,1

**Termékkódok 44740, 44741, 44742, 44743, 44744:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	-15,7
Sósav, 30%	265	5. szint	62,3
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-10,6
Kénsav, 50%	>480	6. szint	-23,5

**Termékkódok 44749, 44750, 44751, 55752, 44753:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	3,8
Sósav, 30%	240	4. szint	37,6
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-54,8
Kénsav, 50%	>480	6. szint	-66,8

**Termékkódok 45256, 45257, 45258, 45259, 45260:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	18,4
Sósav, 30%	>480	6. szint	79,7
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	6,7
Kénsav, 50%	>480	6. szint	8,0

**Termékkódok 47195, 47196, 47197, 47198:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	1,1
Sósav, 30%	>480	6. szint	4,0
Izopropil-alkohol, 100%	89	3. szint	42,1
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-13,9
Kénsav, 50%	>480	6. szint	-17,3

**Termékkódok 47471, 47472, 47473, 47474, 47475:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	480	6	-72,7
Sósav, 30%	480	6	0,1
Izopropil-alkohol, 70%	30	1	68,2
Nátrium-hidroxid, 40%	480	6	-88,6
Kénsav, 50%	480	6	-27,1

**Termékkódok 50481, 50482, 50483, 50484, 50485:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	15,5
Sósav, 30%	>480	6. szint	27,5
Izopropil-alkohol, 100%	107	3. szint	60,4
Nátrium-	>480	6. szint	-3,5

hidroxid, 40%			
Kénsav, 50%	>480	6. szint	3,8

**Termékkódok 50486, 50487, 50488, 50489, 50490:**

Kémiai védelem – EN 16523-1:2015

Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Etídium-bromid, 1%	>480	6. szint	10,4
Sósav, 30%	148	4. szint	31,9
Izopropil-alkohol, 70%	11	1. szint	70,0
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6. szint	-24,3
Kénsav, 50%	124	4. szint	-90,4

**Termékkódok 50494, 50495, 50496:**

**Vigyázat:** Ha tudomása van arról, hogy allergiás a kémiai adalékanyagokra, akkor ne használja a terméket. **Erős vegyszerek:** A kesztyűk nem használhatók erős vegyszereknek közvetlenül kitéve olyan feladatokhoz, amelyeknél nagy igénybevételre szánt ipari kesztyűt kell használni. **Vigyázat:** A kesztyűk nem használhatók olyan feladatokhoz, amelyeknél mechanikai és/vagy hővédelemre van szükség.

**Termékkódok 65030, 65031, 65032, 65033, 65034:**

A kesztyű nem tartalmaz DEHP (diethyl-2-hexil-ftalát) plaszticizálószer **Figyelem:** A kesztyűt alacsony kockázatú alkalmazásokra tervezték (amelyek során a test nem érintkezik folyadékokkal). Nem alkalmazható vegyszerekkel szembeni védelemre. **Erős vegyszerek:** A kesztyűk nem használhatók erős vegyszereknek közvetlenül kitéve olyan feladatokhoz, amelyeknél nagy igénybevételre szánt ipari kesztyűt kell használni. **Figyelem:** A kesztyűk nem használhatók olyan feladathoz, amelynél mechanikai és/vagy hővédelemre van szükség.