

**製品コード 13938, 13940, 13941, 13942, 13943:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジ ウム、1%	>480	Level 6	-2.6
塩酸、30%	125	Level 4	39.2
水酸化ナト リウム、40%	>480	Level 6	-10.8
硫酸、50%	>480	Level 6	-36.1

**製品コード 44286, 44287, 44288, 44289, 44290:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジ ウム、1%	>480	Level 6	-7.0
塩酸、30%	160	Level 4	57.5
水酸化ナト リウム、40%	>480	Level 6	-22.0
硫酸、50%	>480	Level 6	-6.1

**製品コード 44740, 44741, 44742, 44743, 44744:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジ ウム、1%	>480	Level 6	-15.7
塩酸、30%	265	Level 5	62.3
水酸化ナト リウム、40%	>480	Level 6	-10.6
硫酸、50%	>480	Level 6	-23.5

**製品コード 44749, 44750, 44751. 55752, 44753:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジ ウム、1%	>480	Level 6	3.8
塩酸、30%	240	Level 4	37.6
水酸化ナト リウム、40%	>480	Level 6	-54.8
硫酸、50%	>480	Level 6	-66.8

**製品コード 45256, 45257, 45258, 45259, 45260:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジウム、1%	>480	Level 6	18.4
塩酸、30%	>480	Level 6	79.7
水酸化ナトリウム、40%	>480	Level 6	6,7
硫酸、50%	>480	Level 6	8,0

**製品コード 47195, 47196, 47197, 47198:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジウム、1%	>480	Level 6	1.1
塩酸、30%	>480	Level 6	4.0
イソプロピルアルコール、100%	89	Level 3	42.1
水酸化ナトリウム、40%	>480	Level 6	-13.9
硫酸、50%	>480	Level 6	-17.3

**製品コード 47471, 47472, 47473, 47474, 47475:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジウム、1%	480	6	-72.7
塩酸、30%	480	6	0.1
イソプロピルアルコール、70%	30	1	68.2
水酸化ナトリウム、40%	480	6	-88.6
硫酸、50%	480	6	-27.1

**製品コード 50481, 50482, 50483, 50484, 50485:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
------	-------------	-------	--------

臭化エチジウム、1%	>480	Level 6	15.5
塩酸、30%	>480	Level 6	27.5
イソプロピルアルコール、100%	107	Level 3	60.4
水酸化ナトリウム、40%	>480	Level 6	-3.5
硫酸、50%	>480	Level 6	3.8

**製品コード 50486, 50487, 50488, 50489, 50490:**

化学物質に対する保護 - EN 16523-1:2015

化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
臭化エチジウム、1%	>480	Level 6	10.4
塩酸、30%	148	Level 4	31.9
イソプロピルアルコール、70%	11	Level 1	70.0
水酸化ナトリウム、40%	>480	Level 6	-24.3
硫酸、50%	124	Level 4	-90.4

**製品コード 50494, 50495, 50496:**

**警告：**化学添加物に既知のアレルギーがある場合は、本製品を使用しないでください。**刺激の強い化学物質：**これらの手袋は、重工業用の手袋が必要とされる、刺激の強い化学物質に直接接触するような用途には適していません。**警告：**これらの手袋は、機械作業や耐熱を目的に使用しないでください。

**製品コード 65030, 65031, 65032, 65033, 65034:**

この手袋は可塑剤として DEHP (フタル酸ジ 2-エチルヘキシル) を含有していません。**注意：**これらの手袋は、暴露リスクの低い (体液との接触を伴わない) 用途向けに設計されています。化学物質に対する防護装備としての使用を意図したものではありません。**刺激の強い化学物質：**これらの手袋は、重工業用の手袋が必要とされる、刺激の強い化学物質に直接接触するような用途には適していません。**注意：**これらの手袋は、機械作業や耐熱を目的に使用しないでください。