

Gaminių kodai 13938, 13940, 13941, 13942, 13943:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | -2,6 |
| Druskos rūgštis, 30 % | 125 | 4 lygis | 39,2 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -10,8 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | -36,1 |

Gaminių kodai 44286, 44287, 44288, 44289, 44290:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | -7,0 |
| Druskos rūgštis, 30 % | 160 | 4 lygis | 57,5 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -22,0 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | -6,1 |

Gaminių kodai 44740, 44741, 44742, 44743, 44744:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | -15,7 |
| Druskos rūgštis, 30 % | 265 | 5 lygis | 62,3 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -10,6 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | -23,5 |

Gaminių kodai 44749, 44750, 44751, 55752, 44753:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |

| | | | |
|--------------------------|------|---------|-------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | 3,8 |
| Druskos rūgštis, 30 % | 240 | 4 lygis | 37,6 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -54,8 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | -66,8 |

Gaminių kodai 45256, 45257, 45258, 45259, 45260:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | 18,4 |
| Druskos rūgštis, 30 % | >480 | 6 lygis | 79,7 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | 6,7 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | 8,0 |

Gaminių kodai 47195, 47196, 47197, 47198:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | 1,1 |
| Druskos rūgštis, 30 % | >480 | 6 lygis | 4,0 |
| Izopropilo alkoholis, 100 % | 89 | 3 lygis | 42,1 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -13,9 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | -17,3 |

Gaminių kodai 47471, 47472, 47473, 47474, 47475:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | 480 | 6 | -72,7 |

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-------|
| Druskos rūgštis, 30 % | 480 | 6 | 0,1 |
| Izopropilo alkoholis, 70 % | 30 | 1 | 68,2 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | 480 | 6 | -88,6 |
| Sieros rūgštis, 50 % | 480 | 6 | -27,1 |

Gaminių kodai 50481, 50482, 50483, 50484, 50485:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | 15,5 |
| Druskos rūgštis, 30 % | >480 | 6 lygis | 27,5 |
| Izopropilo alkoholis, 100 % | 107 | 3 lygis | 60,4 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -3,5 |
| Sieros rūgštis, 50 % | >480 | 6 lygis | 3,8 |

Gaminių kodai 50486, 50487, 50488, 50489, 50490:

Apsauga nuo cheminių medžiagų – EN 16523-1:2015

| Cheminė medžiaga | Prasiskverbimo laikas (min.) | Veiksmingumo lygis | Nuvertėjimas (%) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Etidžio bromidas, 1 % | >480 | 6 lygis | 10,4 |
| Druskos rūgštis, 30 % | 148 | 4 lygis | 31,9 |
| Izopropilo alkoholis, 70 % | 11. | 1 lygis | 70,0 |
| Natrio hidroksidas, 40 % | >480 | 6 lygis | -24,3 |
| Sieros rūgštis, 50 % | 124 | 4 lygis | -90,4 |

Gaminių kodai 50494, 50495, 50496:

Įspėjimas: nenaudokite šio produkto, jei jums nustatyta žinoma reakcija į cheminius priedus. **Stipriai veikiančios cheminės medžiagos:** šios pirštinės neskirtos naudoti esant tiesioginiam stipriai veikiančių cheminių medžiagų poveikiui, kai reikia naudoti patvarias pramonines pirštines. **Dėmesio:** nenaudokite šių pirštinių, kur reikalinga mechaninė ir (arba) šiluminė apsauga.

Gaminių kodai 65030, 65031, 65032, 65033, 65034:

Šių pirštinių sudėtyje nėra DEHP (Di-2-etileksil ftalato) kaip plastifikatoriaus. **Atsargiai:** šios pirštinės skirtos mažai rizikingiems darbams (kai nėra sąlyčio su kūno skysčiais). Neskirtos apsaugoti nuo cheminių medžiagų. **Stipriai veikiančios cheminės medžiagos:** šios pirštinės neskirtos naudoti esant tiesioginiam stipriai veikiančių cheminių medžiagų poveikiui, kai reikia naudoti patvarias pramonines pirštines. **Dėmesio:** nenaudokite šių pirštinių, kur reikalinga mechaninė ir (arba) šiluminė apsauga.