

Kódy výrobků 13233, 13235, 29228, 29233, 29241, 31447, 42233, 42302, 42307, 42313, 42365, 42366, 42367, 42409, 42428, 42446, 47613, 47627, 47632, 52710, 52712, 53600, 53605, 54800, 55299, 70391, 70392, 71301, 71311, 71321, 76331, 76340, 79011, 79010, 79012, 79053, 79274, 79304, 79330, 79421, 79704, 79705, 79706, 79751, 47615, 47618, 47619, 47624, 47623, 47631, 47629, 47281, 47282, 76300, 76321, 76323, 76346, 76353, 76354, 76356, 76357, 76358, 76361, 76363, 76364, 76365, 76366, 76367, 76368, 76372, 76374, 76375, 76377, 76378, 76380, 76382, 76384, 76386, 76393, 76394, 76396, 76492, 76681, 76885, 76888, 77329, 77336, 77337, 78657, 78660, 78669, 78911, 78913, 78921, 78923, 78961, 78965, 79063, 79070, 79075, 79102, 79109, 79111, 79122, 79132, 79206, 79207, 79208, 79209, 79214, 79215, 79216, 79217, 79218, 79222, 79223, 79236, 79265, 79267, 79273, 79275, 79279, 79282, 79284, 79285, 79293, 79294, 79295, 79305, 79313, 79333, 79343, 79345, 79346, 79348, 79351, 79356, 79360, 79363, 79368, 79375, 79408, 79411, 79415, 79419, 79430, 79434, 79453, 79466, 79492, 79528, 79529, 79532, 79540, 79543, 79545, 79551, 79582, 79583, 79584, 79601, 79602, 79603, 79692, 79693, 79694, 79695, 79696, 79697, 79699, 79720, 79731, 79741, 79742, 79744, 79745, 79782, 79783, 79784, 79787, 79790, 79861, 79945, 79970, 79973, 79980, 79983, 47615, 47618, 47619, 47624, 47623, 47631, 47629:

Nesterilní/jednorázové

UPOZORNĚNÍ: Pro výrobu, zpracování nebo opakované balení.

Kódy výrobků 41876, 41879, 41882, 41933, 41934, 43623:

Odolné proti plamenům CPSC 1610, třída 1

Kódy výrobků 44662, 44663, 44666, 44667, 44668, 44669:

Chirurgické pláště AERO CHROME* v prodyšném provedení jsou chirurgické oděvy k jednorázovému použití určené pro zdravotníky, které pomáhají chránit pacienta i zdravotnického pracovníka před přenosem mikroorganismů, tělesných tekutin a částicových látek. **Chirurgické pláště AERO CHROME* v prodyšném provedení** splňují požadavky Úrovně 4 klasifikací bariéry pro ochranu před tekutinami podle normy AAMI PB70.

Splňují normu pro hořlavost oděvních textilií CPSC 16, třída 1, CFR, část 1610

Kód výrobku 79725:

Nejsou určeny pro sterilizaci párou

13227	Rouška na ruce
13228	Rouška na dolní končetiny
13231	Rouška ve tvaru U
13232	Rouška na dolní končetiny s kryty podložek na paže
13233	Rouška na dolní končetiny ORTHOARTS*
13235	Rouška s otvorem pro intervenční femorální angiografii
13294	Rouška ve tvaru U ORTHOARTS*

13296	Mimořádně dlouhá rouška s dvojitými okénky pro femorální angiografii
14365	Epidurální rouška s okénkem rouška s páskou BASICS*
29148	Celotělová rouška CVC, jednoduché okénko
29150	Celotělová rouška PICC, dvojitě okénko
29220	Mimořádně dlouhá rouška na dolní končetiny ORTHOARTS*
29223	Mimořádně dlouhá rouška na dolní končetiny
29224	Univerzální páteřní rouška
29226	Femorální angiografie / kombinovaný přístup IJ
29228	Mimořádně dlouhá rouška pro femorální angiografii s bočními a dolními okénky
29231	Rouška pro kardiostimulátor s incizním okénkem
29233	Rouška pro dětskou femorální angiografii
29241	Laparoskopická/litotomická rouška s průhlednými pytlíky na nástroje
31447	Rouška s bočními perforacemi PICC, celé tělo, dvojitá okénka
32109	Chirurgický plášť s ručníkem v přebalu BASICS*, L, velmi dlouhý
32113	Chirurgický plášť s ručníkem v přebalu BASICS*, L, velmi dlouhý
33412	Svislá izolační rouška
33916	Chirurgický plášť s ručníkem v přebalu BASICS*, L
33917	Chirurgický plášť s ručníkem v přebalu BASICS*, XL
41876	Chirurgický plášť AERO BLUE*, L
41879	Chirurgický plášť AERO BLUE*, XL
41882	Chirurgický plášť AERO BLUE*, XXL
41933	Chirurgický plášť AERO BLUE*, velký, mimořádně dlouhý
41934	Chirurgický plášť AERO BLUE*, XL, mimořádně dlouhý
42225	Standardní kryt zadního stolu
42228	Standardní kryt zadního stolu
42233	Standardní kryt zadního stolu, vějířovitý záhyb
42302	Kryt zadního stolu pro vysoké zatížení
42307	Kryt zadního stolu pro vysoké zatížení
42313	Standardní kryt zadního stolu
42365	Standardní kryt zadního stolu
42366	Kryt zadního stolu pro vysoké zatížení, vějířovitý záhyb
42367	Kryt zadního stolu pro vysoké zatížení, vějířovitý záhyb
42409	Standardní kryt zadního stolu, vějířovitý záhyb
42428	Standardní kryt zadního stolu
42446	Standardní kryt zadního stolu
42447	Standardní kryt zadního stolu
42448	Standardní kryt zadního stolu
42449	Standardní kryt zadního stolu
42451	Standardní kryt zadního stolu
42480	Standardní kryt zadního stolu
42481	Standardní kryt zadního stolu
43623	Chirurgický plášť AERO BLUE*, XXL, mimořádně dlouhý
44591	Návlek podložek na paže

44662	Prodyšný chirurgický plášť AERO BLUE*, L
44663	Prodyšný chirurgický plášť AERO BLUE*, L
44666	Prodyšné chirurgický plášť AERO CHROME*, XXL
44667	Prodyšný chirurgický plášť AERO CHROME*, L, velmi dlouhý
44668	Prodyšný chirurgický plášť AERO CHROME*, XL, velmi dlouhý
44669	Prodyšný chirurgický plášť AERO CHROME*, XXL, velmi dlouhý
44763	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou s ručníkem v přebalu, L, velmi dlouhý
44764	Chirurgický plášť s ručníkem v přebalu, XL, velmi dlouhý
46669	Standardní chirurgický plášť ValueSelect*, M
46670	Standardní chirurgický plášť ValueSelect*, L
46671	Standardní chirurgický plášť ValueSelect*, XL
46672	Standardní chirurgický plášť ValueSelect*, XXL
46677	Chirurgický plášť vyztužené fólií ValueSelect*, M
46678	Chirurgický plášť vyztužený fólií ValueSelect*, L
46679	Chirurgický plášť vyztužený fólií ValueSelect*, XL
46680	Chirurgický plášť vyztužený fólií ValueSelect*, XXL
47247	Chirurgický plášť s polypropylenovou tkaninou ULTRA, S
47281	Standardní chirurgický plášť ValueSelect* L, velmi dlouhý
47282	Standardní chirurgický plášť ValueSelect* XL, velmi dlouhý
47283	Chirurgický plášť vyztužený fólií ValueSelect* L, velmi dlouhý
47284	Chirurgický plášť vyztužený fólií ValueSelect*, XL, velmi dlouhý
47520	Standardní kryt zadního stolu
47613	Poloviční rouška BASICS*
47615	Poloviční rouška
47616	Poloviční rouška
47618	Střední rouška
47619	Střední rouška
47623	Velká rouška, obrácený záhyb
47624	Velká rouška
47627	Velká rouška, obrácený záhyb
47629	Tříčtvrteční rouška
47631	Velká rouška velikosti X
47632	Velká rouška velikosti X
70391	Chirurgický plášť, velký, velmi dlouhý
70392	Chirurgický plášť, velký, velmi dlouhý
71301	Chirurgický plášť ULTRA, malý, s polypropylenovou tkaninou
71311	Chirurgický plášť ULTRA, velký, s polypropylenovou tkaninou
71321	Chirurgický plášť ULTRA, velmi velký, s polypropylenovou tkaninou
71331	Chirurgický plášť ULTRA, mimořádně velký, s polypropylenovou tkaninou
71626	Chirurgický plášť ULTRA, velký, velmi dlouhý
71627	Chirurgický plášť ULTRA, velmi velký, velmi dlouhý
72978	Nezesílený chirurgický plášť, se zasazenými rukávy, velký
72988	Nezesílené chirurgický plášť, se zasazenými rukávy, velký

74911	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, velký
74921	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, velký
74931	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, velký
76300	Návlek podložek na paže
76321	Rouška na oči
76323	Užitková rouška
76331	Návlek podložek na paže
76340	Nožní kryt
76346	Oční rouška s dvojitým pytlíkem
76353	Rouška pro sekci C s přidanými rukávy
76354	Rouška pro defibrilátor I
76356	Perineální rouška
76357	Incizní rouška CV
76358	Kryt stojanu Mayo
76361	Rouška ve tvaru U
76363	Lištová rouška s potahy na desky
76364	Prsa/Hrudník U-rouška
76365	Boční rouška
76366	Spodní rouška
76367	Horní rouška
76368	Rouška ve tvaru U
76372	Kryt zadního stolu s vyztužením tkaninou s CONTROL* Plus
76374	Laparoskopická rouška
76375	Svislá izolační rouška
76377	Laparoskopická / pánevní rouška
76378	Dělená rouška CV
76380	Laparoskopická rouška
76382	Rouška pro dětskou femorální angiografii
76384	Litotomická rouška s připojenou pokrývkou nohou
76386	Mimořádně dlouhá rouška s dvojitými okénky pro femorální angiografii
76393	Rouška na oči
76394	Dětská deka
76396	Kraniotomická rouška
76492	Užitková rouška
76681	Rouška pro dětskou femorální angiografii
76885	T.U.R. Rouška
76888	Gynekologická / urologická rouška
77329	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, velmi velký, velmi dlouhý
77336	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, s ochranou krku a smyčkami na palce, velmi velký, velmi dlouhý
77337	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou ULTRA, s ochranou krku a smyčkami na palce, velký, velmi dlouhý
78657	Potah stojanu BASICS* Mayo, s vyztuženou zónou, velmi velký

78660	Dělená nepropustná rouška BASICS*
78660	Dělená nepropustná rouška BASICS*
78669	Potah zadního stolu BASICS*, s vyztuženou zónou
78911	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou, velký
78913	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou, velmi dlouhý
78921	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou, velmi velký
78923	Chirurgický plášť vyztužený tkaninou, velmi velký, velmi dlouhý
78961	Vrchní nebo spodní rouška
78965	Užitková rouška
79010	Lepicí rouška
79011	Lepicí rouška
79012	Lepicí rouška
79053	Proužek pásky
79063	Rouška pro dětskou femorální angiografii
79070	Ramenní artroskopická rouška
79075	Kraniotomická rouška
79102	Poloviční rouška
79109	Rouška pro femorální angiografii s okénkem
79111	Střední rouška
79122	Velká rouška
79132	Velká rouška velikosti X
79206	Rouška pro menší zákroky s okénkem
79207	Rouška pro menší zákroky s okénkem
79208	Rouška pro menší zákroky s okénkem
79209	Rouška pro menší zákroky s okénkem
79214	Spodní rouška
79215	Horní rouška
79216	Boční rouška
79217	Spodní rouška
79218	Horní rouška
79222	Laparoskopická / pánevní rouška
79223	Laparoskopická / pánevní rouška
79236	Rouška na prsa
79265	Rouška pro kolenní artroskopii
79267	Rouška pro kolenní artroskopii ORTHOARTS*
79273	Rouška na horní končetiny
79274	Ramenní dělená rouška ORTHOARTS*
79275	Ramenní dělená rouška ORTHOARTS*
79279	Univerzální rouška na končetiny
79282	Laparotomická rouška s incizí
79284	Chirurgický plášť BASICS*, L
79285	Chirurgický plášť BASICS*, L
79293	Užitková rouška s páskou

79294	Chirurgický plášť BASICS*, velký, velmi dlouhý
79295	Chirurgický plášť BASICS* velmi velký, velmi dlouhý
79304	Základní rouška na oči s incizí
79305	Základní rouška na oči
79313	Užitková rouška s páskou
79330	Dělená rouška vyztužená fólií
79333	Dělená nepropustná rouška
79343	Standardní absorpční rouška
79345	Rouška na boky ORTHOARTS*
79346	Rouška na boky ORTHOARTS*
79348	Lištová rouška ORTHOARTS*
79351	Dělená rouška EENT
79356	Oftalmologická rouška
79360	Ortopedická lištová rouška
79363	Velká ortopedická rouška U
79368	Rouška pro kardiostimulátor
79375	Lištová rouška
79408	Rukávy
79411	Rouška pod hýždě, vyztužené zóny, střední
79415	Rouška pod hýždě se stupňovitým pytlíkem pro sběr tekutin
79419	Nevyztužený chirurgický plášť se zasazenými rukávy s ručníkem v přebalu
79421	Rouška s okénkem EENT
79430	ROUŠKA NA HLAVU
79434	Nevyztužený chirurgický plášť se zasazenými rukávy s ručníkem v přebalu
79453	Dvoustranná rouška pod nohy / perineální rouška CVARTS*
79466	Incizní rouška CV CVARTS*
79492	Rouška pro kolenní artroskopii ORTHOARTS*
79528	Rouška II se sekci C pro sběr tekutin, s incizním okénkem
79529	Rouška II se sekci C pro sběr tekutin, s incizí
79532	Rouška U BASICS*
79540	Cystoskopická rouška T
79543	Dvoustranná rouška pod nohy / perineální rouška CVARTS*
79545	Cystoskopická rouška T
79551	Litotomická rouška T
79582	Rouška femorální angiografii BASICS*
79583	Rouška pro radiální femorální angiografii BASICS* s dvojitými okénky
79584	Rouška pod hýždě BASICS* se stupňovitým pytlíkem
79601	Kryt stojanu Mayo
79602	Povlak stojanu Mayo, vyztužený
79603	Povlak stojanu Mayo, vyztužený
79692	Rouška s okénkem BASICS*
79693	Rouška s okénkem BASICS*
79694	Poloviční rouška BASICS*

79695	Rouška na ruce a chodidla BASICS* s okénkem
79696	Velká rouška BASICS*
79697	Perineální rouška s potahem BASICS* s páskou
79699	Užitková rouška BASICS* s páskou
79704	Rouška pro dětskou femorální angiografii
79705	Rouška pro femorální angiografii s okénkem
79706	Rouška pro femorální angiografii s okénky
79720	Absorpční ručník
79725	Jednorázový ručník froté
79731	Užitková rouška s páskou
79741	Povlak zadního stolu BASICS*, vyztužený
79742	Cystoskopická rouška BASICS*
79744	Dvoustranná rouška na oči s okénkem BASICS* s páskou
79745	Rouška s okénkem BASICS*
79751	Nepropustná rouška pro femorální angiografii
79782	Užitková rouška BASICS*
79783	Užitková rouška BASICS*
79784	Variabilní rouška s okénkem BASICS* s páskou
79787	Spodní rouška BASICS*
79790	Horní rouška BASICS*
79861	Nepropustný stockinet, malý
79945	Mezinárodní diatermické pouzdro
79970	Nevyztužený chirurgický plášť, velký
79973	Chirurgický plášť, velký, velmi dlouhý
79980	Nevyztužený chirurgický plášť, velmi velký
79983	Chirurgický plášť, velmi velký, velmi dlouhý