

Käsineet puhdastiloihin, tuotetiedot – PUREZERO HG3 -nitrilikäsineet

Tuoteperhe: Valkoiset HALYARD* PUREZERO* SMOOTH HG3 -nitrilikäsineet

Tuotekoodit: CLN3231XS, CLN3231SM, CLN3231MD, CLN3231LG, CLN3231XL

Läpäisevyystesti EN 16523-1:2015			Hajoavuustesti EN 374-4:2019
Kemikaali	Läpäisy aika (min)	Suorituskykytaso	Hajoaminen (%)
NaOH, 40 %	>480	Luokka 6	-29,3

AQL 1,0 taso 2 GI

Valmistettu SAFESKIN*-laitoksessa

Matala ihotulehduksen riski

Tuoteperhe: Valkoiset HALYARD* PUREZERO* HG3 -nitrilikäsineet

Tuotekoodit: CLN3031XS, CLN3031SM, CLN3031MD, CLN3031LG, CLN3031XL

Läpäisevyystesti EN 16523-1:2015			Hajoavuustesti EN 374-4:2019
Kemikaali	Läpäisy aika (min)	Suorituskykytaso	Hajoaminen (%)
NaOH, 40 %	>480	Luokka 6	-12,1

AQL 1,0 taso 2 GI

Valmistettu SAFESKIN*-laitoksessa

Matala ihotulehduksen riski

Tuoteperhe: Vaaleansiniset HALYARD* PUREZERO* HG3 -nitrilikäsineet

Tuotekoodit: CLN9031XS, CLN9031SM, CLN9031MD, CLN9031LG, CLN9031XL

Läpäisevyystesti EN 16523-1:2015			Hajoavuustesti EN 374-4:2019
Kemikaali	Läpäisy aika (min)	Suorituskykytaso	Hajoaminen (%)
NaOH, 40 %	>480	Luokka 6	-15,3

AQL 1,0 taso 2 GI

Valmistettu SAFESKIN*-laitoksessa

Matala ihotulehduksen riski

Tuoteperhe: Steriilit valkoiset HALYARD* PUREZERO* HG3 -nitrilikäsineet

Tuotekoodit: CLN323260, CLN323265, CLN323270, CLN323275, CLN323280, CLN323285, CLN323290, CLN323210

Läpäisevyydestä EN 16523-1:2015			Hajoavuustesti EN 374-4:2019
Kemikaali	Läpäisy aika (min)	Suorituskykytaso	Hajoaminen (%)
NaOH, 40 %	>480	Luokka 6	-2,1

AQL 1,0 taso 2 GI

Valmistettu SAFESKIN*-laitoksessa

Matala ihotulehduksen riski

Tuoteperhe: Steriilit vaaleansiniset HALYARD* PUREZERO* HG3 -nitrilikäsineet

Tuotekoodit: CLN923260, CLN923265, CLN923270, CLN923275, CLN923280, CLN923285, CLN923290, CLN923210

Läpäisevyydestä EN 16523-1:2015			Hajoavuustesti EN 374-4:2019
Kemikaali	Läpäisy aika (min)	Suorituskykytaso	Hajoaminen (%)
NaOH, 40 %	>480	Luokka 6	-69,1

AQL 1,0 taso 2 GI

Valmistettu SAFESKIN*-laitoksessa

Matala ihotulehduksen riski