

Tisztatéri kesztyűk terméktájékoztatója – PUREZERO HG3 nitrilkesztyűk

Termékcsalád: HALYARD* PUREZERO* SMOOTH HG3 fehér nitrilkesztyű

Termékkódok: CLN3231XS, CLN3231SM, CLN3231MD, CLN3231LG, CLN3231XL

Áthatolási teszt EN 16523-1:2015			Lebomlási teszt EN 374-4:2019
Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
NaOH, 40%	>480	6. osztály	-29.3

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

Termékcsalád: HALYARD* PUREZERO* HG3 fehér nitrilkesztyű

Termékkódok: CLN3031XS, CLN3031SM, CLN3031MD, CLN3031LG, CLN3031XL

Áthatolási teszt EN 16523-1:2015			Lebomlási teszt EN 374-4:2019
Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
NaOH, 40%	>480	6. osztály	-12,1

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

Termékcsalád: HALYARD* PUREZERO* HG3 világoskék nitrilkesztyű

Termékkódok: CLN9031XS, CLN9031SM, CLN9031MD, CLN9031LG, CLN9031XL

Áthatolási teszt EN 16523-1:2015			Lebomlási teszt EN 374-4:2019
Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
NaOH, 40%	>480	6. osztály	-15.3

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

Termékcsalád: HALYARD* PUREZERO* HG3 steril fehér nitrilkesztyű

Termékkódok: CLN323260, CLN323265, CLN323270, CLN323275, CLN323280, CLN323285, CLN323290, CLN323210

Áthatolási teszt EN 16523-1:2015			Lebomlási teszt EN 374-4:2019
Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
NaOH, 40%	>480	6. osztály	-2.1

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

Termékcsalád: HALYARD* PUREZERO* HG3 steril világoskék nitrilkesztyű

Termékkódok: CLN923260, CLN923265, CLN923270, CLN923275, CLN923280, CLN923285, CLN923290, CLN923210

Áthatolási teszt EN 16523-1:2015			Lebomlási teszt EN 374-4:2019
Vegyszer	Áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
NaOH, 40%	>480	6. osztály	-69.1

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

*Az O&M Halyard vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye. ©2021. Minden jog fenntartva.