

Renrumshandsker Produktinformation – HALYARD* PUREZERO* HG5 hvide Nitril handsker

Produktfamilie: Hvide HALYARD* PUREZERO* HG5-nitrilhandsker

Produktkoder: CLN30512XS, CLN30512SM, CLN30512MD, CLN30512LG, CLN30512XL

	Gennemtrængningstest		Nedbrydningstest
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
Kemikalie	minimum gennembrudstid (min)	Ydeevneniveau	Nedbrydning (%)
37% Formaldehyd,	>480	6	3.9
Hydrogen Peroxid, 30%	>480	6	5.4
Sodium Hydroxid, 40%	>480	6	7.1

AQL 1.0 Niveau 2 GI

Fremstillet på vores SAFESKIN*-facilitet

Lavt dermatispotentiale

Produktfamilie: HALYARD* PUREZERO* HG5 Blå SGX* Nitrile handsker

Produktkoder: CLN92512XS, CLN92512SM, CLN92512MD, CLN92512LG, CLN92512XL

	Gennemtrængningstest		Nedbrydningstest
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
Kemikalie	minimum gennembrudstid (min)	Ydeevneniveau	Nedbrydning (%)
37% Formaldehyd,	>480	6	27.5
99% n-Heptane,	>480	6	39.4
Sodium Hydroxid, 40%	>480	6	26.2

AQL 1.0 Niveau 2 GI

Fremstillet på vores SAFESKIN*-facilitet

Produktfamilie: HALYARD* PUREZERO* HG5 Blå Nitrile 10 in. handsker

Produktkoder: CLN90511XS, CLN90511SM, CLN90511MD, CLN90511LG, CLN90511XL

	Gennemtrængningstest		Nedbrydningstest
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
Kemikalie	minimum gennembrudstid (min)	Ydeevneniveau	Nedbrydning (%)
Formaldehyd, 37%	>480	6	57.1
Hydrogen Peroxid, 30%	>480	6	39.2
Sodium Hydroxid, 40%	>480	6	11.5

AQL 1.0 Niveau 2 GI

Fremstillet på vores SAFESKIN*-facilitet