

**Tisztatéri kesztyűk terméktájékoztatója – HALYARD\* PUREZERO\* HG5 fehér nitrilkesztyűk**

**Termékcsalád: HALYARD\* PUREZERO\* HG5 fehér nitrilkesztyű**

**Termékkódok: CLN30512XS, CLN30512SM, CLN30512MD, CLN30512LG, CLN30512XL**

	Áthatolási teszt		Lebomlási teszt
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
Vegyszer	minimális áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Formaldehid, 37%	>480	6	3.9
Hidrogén-peroxid, 30%	>480	6	5.4
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6	7.1

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN\* üzemünkben gyártva

A dermatitisz alacsony kockázata

**Termékcsalád: HALYARD\* PUREZERO\* HG5 kék SGX\* nitrilkesztyű**

**Termékkódok: CLN92512XS, CLN92512SM, CLN92512MD, CLN92512LG, CLN92512XL**

	Áthatolási teszt		Lebomlási teszt
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
Vegyszer	minimális áthatolási idő (perc)	Teljesítményszint	Lebomlás (%)
Formaldehid, 37%	>480	6	27.5
n-heptán, 99%	>480	6	39.4
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6	26.2

AQL 1.0 2. szintű GI

SAFESKIN\* üzemünkben gyártva

**Termékcsalád: HALYARD\* PUREZERO\* HG5 10 hüvelykes világoskék nitrilkesztyű**  
**Termékkódok: CLN90511XS, CLN90511SM, CLN90511MD, CLN90511LG, CLN90511XL**

	<b>Áthatolási teszt</b>		<b>Lebomlási teszt</b>
	<b>EN 16523-1:2015+A1:2018</b>		<b>EN ISO 374-4:2019</b>
<b>Vegyszer</b>	<b>minimális áthatolási idő (perc)</b>	<b>Teljesítményszint</b>	<b>Lebomlás (%)</b>
Formaldehid, 37%	>480	6	57.1
Hidrogén-peroxid, 30%	>480	6	39.2
Nátrium-hidroxid, 40%	>480	6	11.5

AQL 1.0 2. szintű GI  
SAFESKIN\* üzemünkben gyártva