


洁净室手套产品信息 - HALYARD\* PUREZERO\* HG5 白色丁腈手套

产品系列 : HALYARD\* PUREZERO\* HG5 白色丁腈手套

产品代码 : CLN30512XS、CLN30512SM、CLN30512MD、CLN30512LG、CLN30512XL

ISO 374-1/TYPE B  KTP EN ISO 374-1:2016+A1:2018	渗透测试		降解测试
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
	最小突破时间 (min)	性能级别	降解 (%)
氢氧化钠, 40% (K)	>480	6	-57.3
甲醛, 37% (T)	>480	6	19.0
过氧化氢, 30% (P)	>480	6	-22.7

◆ EN ISO 21420:2020 灵活度分类 = 5

微生物风险防护符合 EN ISO 374-5:2016

细菌和真菌 (测试方法 EN ISO 374-2:2019)

通过

病毒 (测试方法 ISO 16604:2004)

通过




AQL 1.0 级别 2 GI

在我们的 SAFESKIN\* 工厂制造

产品系列 : HALYARD\* PUREZERO\* HG5 蓝色 SGX\* 丁腈手套

产品代码 : CLN92512XS、CLN92512SM、CLN92512MD、CLN92512LG、CLN92512XL

ISO 374-1/TYPE B  KTJ EN ISO 374-1:2016+A1:2018	渗透测试		降解测试
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
	最小突破时间 (min)	性能级别	降解 (%)

氢氧化钠, 40% (K)	>480	6	-64.2
甲醛, 37% (T)	>480	6	-49.5
正庚烷, 99% (J)	>480	6	55.5

◆ EN ISO 21420:2020 灵活度分类 = 5

微生物风险防护符合 EN ISO 374-5:2016

细菌和真菌 (测试方法 EN ISO 374-2:2019) 通过

病毒 (测试方法 ISO 16604:2004) 通过



AQL 1.0 级别 2 GI

在我们的 SAFESKIN\* 工厂制造

产品系列 : HALYARD\* PUREZERO\* HG5 蓝色丁腈 10 英寸手套

产品代码 : CLN90511XS、CLN90511SM、CLN90511MD、CLN90511LG、CLN90511XL


 ISO 374-1/TYPE B KTP EN ISO 374-1:2016+A1:2018	渗透测试		降解测试
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EN ISO 374-4:2019
	最小突破时间 (min)	性能级别	降解 (%)
氢氧化钠, 40% (K)	>480	6	-63.4
甲醛, 37% (T)	>480	6	-48.5
过氧化氢, 30% (P)	211.5	4	-10.3

◆ EN ISO 21420:2020 灵活度分类 = 5

微生物风险防护符合 EN ISO 374-5:2016

细菌和真菌 (测试方法 EN ISO 374-2:2019) 通过

病毒 (测试方法 ISO 16604:2004) 通过





AQL 1.0 级别 2 GI

在我们的 SAFESKIN\* 工厂制造