

**Codici prodotti 28800, 28804, 47107, 47137, 47147, 47297, 48207, 48208, 48237, 48247, 48248, 48297, 00146, 00148, 28797, 28820, 47298:**

Protezione conforme ad ASTM F2100 Livello 3:

ASTM F1862: resistenza agli schizzi a 160 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  a 0,1 micron

16 CFR Parte 1610: Propagazione delle fiamme = Categoria 1

Protezione conforme a

EN 14683 Tipo IIR per:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Resistenza agli schizzi  $\geq 16,0 \text{ kPa}$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codici prodotti 25867, 25868, 25869, 28802, 28806:**

Protezione conforme ad ASTM F2100 Livello 1:

ASTM F1862: resistenza agli schizzi a 80 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 5,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 95\%$  a 0,1 micron

16 CFR Parte 1610: Propagazione delle fiamme = Categoria 1

Protezione conforme a EN 14683 Tipo II per:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P \leq 40 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codici prodotti 28808, 28809, 28810, 28821, 62113, 62114, 62115, 62116:**

Protezione conforme ad ASTM F2100 Livello 2:

ASTM F1862: resistenza agli schizzi a 120 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  a 0,1 micron

16 CFR Parte 1610: Propagazione delle fiamme = Categoria 1

Protezione conforme a EN 14683 Tipo IIR per:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Resistenza agli schizzi  $\geq 16,0 \text{ kPa}$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codici prodotti 37525, 47080, 47117, 47127, 48201, 48220, 47359, 59928:**

Protezione conforme a EN 14683 TIPO I per:

BFE  $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codici prodotti 47081, 47085, 47090, 47095, 47116, 47251, 47252, 47253, 47254, 47295, 47500, 47625, 47650, 47700, 47717, 48100, 48105, 48210, 48296, 48390, 49214, 49215, 49216, 49235, 49310, 49700, 49701, 62356, 62357, 62362, 62363, 62367:**

Protezione conforme a EN 14683 TIPO II per:

BFE  $\geq$  98%

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codice prodotto 48388**

ASTM livello 1

Protezione conforme ad ASTM F2100

ASTM F1862: 80 mmHg

$\Delta P < 5,0 \text{ mm H}_2\text{O/cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 95\%$  a 0,1 micron

16 CFR Parte 1610: Propagazione delle fiamme = Categoria 1

Protezione conforme a EN 14683 TIPO I per:

BFE  $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Pulizia microbica  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Codici prodotti 62126, 62355:**

ASTM F1862: resistenza agli schizzi a 120 mm Hg

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  a 0,1 micron

16 CFR Parte 1610: Propagazione delle fiamme = Categoria 1

**Codice prodotto 62354:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR

**Codice prodotto 62360:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP3 NR

**Codice prodotto 62408:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR

**Codice prodotto 50001:**

Indicata per proteggere gli occhi contro spruzzi o schizzi di liquidi.

Avvertenza: questi occhiali non sono previsti per fornire alcun tipo di protezione contro gli urti.