

Produktų kodai 28800, 28804, 47107, 47137, 47147, 47297, 48207, 48208, 48237, 48247, 48248, 48297, 00146, 00148, 28797, 28820, 47298:

Apsaugos lygis atitinka ASTM F2100 3 lygio reikalavimus:
ASTM F1862: atsparumas tiškalamis esant 160 mm Hg slėgiui
EN14683 $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
ASTM F2101: BFE $\geq 98 \%$
ASTM F2299: PFE $\geq 98 \%$ esant 0,1 mikrono
16 CFR 1610 dalis: liepsnos plitimas = 1 klasė

Apsaugos lygis atitinka
EN 14683 IIR tipas, skirtas:
BFE $\geq 98 \%$
 $\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$
Atsparumas tiškalamis $\geq 16,0 \text{ kPa}$
Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

Produktų kodai 25867, 25868, 25869, 28802, 28806:

Apsaugos lygis atitinka ASTM F2100 1 lygio reikalavimus:
ASTM F1862: atsparumas tiškalamis esant 80 mm Hg slėgiui
EN14683 $\Delta P < 5,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
ASTM F2101: BFE $\geq 95 \%$
ASTM F2299: PFE $\geq 95 \%$ esant 0,1 mikrono
16 CFR 1610 dalis: liepsnos plitimas = 1 klasė

Apsaugos lygis atitinka II tipo reikalavimus pagal EN 14683:
BFE $\geq 98 \%$
 $\Delta P \leq 40 \text{ Pa}/\text{cm}^2$
Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

Produktų kodai 28808, 28809, 28810, 28821, 62113, 62114, 62115, 62116:

Apsaugos lygis atitinka ASTM F2100 2 lygio reikalavimus:
ASTM F1862: atsparumas tiškalamis esant 120 mm Hg slėgiui
EN14683 $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
ASTM F2101: BFE $\geq 98 \%$
ASTM F2299: PFE $\geq 98 \%$ esant 0,1 mikrono
16 CFR 1610 dalis: liepsnos plitimas = 1 klasė

Apsaugos lygis atitinka IIR tipo reikalavimus pagal EN 14683:
BFE $\geq 98 \%$
 $\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$
Atsparumas tiškalamis $\geq 16,0 \text{ kPa}$
Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

Produktų kodai 37525, 47080, 47117, 47127, 48201, 48220, 47359, 59928:

Apsauga atitinka EN 14683 I TIPO reikalavimus:
BFE $\geq 95 \%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu/g}$

Produktų kodai 47081, 47085, 47090, 47095, 47116, 47251, 47252, 47253, 47254, 47295, 47500, 47625, 47650, 47700, 47717, 48100, 48105, 48210, 48296, 48390, 49214, 49215, 49216, 49235, 49310, 49700, 49701, 62356, 62357, 62362, 62363, 62367:

Apsaugos lygis atitinka II TIPO reikalavimus pagal EN 14683:

BFE $\geq 98 \%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu/g}$

Produkto kodas 48388

ASTM 1 lygis

Apsaugos lygis atitinka ASTM F2100 reikalavimus

ASTM F1862: 80 mm Hg

$\Delta P < 5,0 \text{ mm H}_2\text{O/cm}^2$

ASTM F2101: BFE $\geq 95 \%$

ASTM F2299: PFE $\geq 95 \%$ esant 0,1 mikrono

16 CFR 1610 dalis: liepsnos plitimas = 1 klasė

Apsauga atitinka EN 14683 I TIPO reikalavimus:

BFE $\geq 95 \%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobinis švarumas $\leq 30 \text{ cfu/g}$

Produktų kodai 62126, 62355:

ASTM F1862: atsparumas tiškalamis esant 120 mm Hg slėgiui

ASTM F2101: BFE $\geq 98 \%$

ASTM F2299: PFE $\geq 98 \%$ esant 0,1 mikrono

16 CFR 1610 dalis: liepsnos plitimas = 1 klasė

Produkto kodas 62354:

EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR

Produkto kodas 62360:

EN 149:2001+A1:2009, FFP3 NR

Produkto kodas 62408:

EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR

Produkto kodas 50001:

Paskirtis: akių apsaugai nuo skysčių tiškalo, purškalo ar pusrlo.

Įspėjimas: akių apsauga nėra skirta kokios nors formos apsaugai nuo smūgių užtikrinti.