

**Šifre proizvoda 28800, 28804, 47107, 47137, 47147, 47297, 48207, 48208, 48237, 48247, 48248, 48297, 00146, 00148, 28797, 28820, 47298:**

Zaštita je usklađena sa standardom ASTM F2100, nivo 3:

ASTM F1862: otpornost na prskanje @ 160 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  @ 0,1 mikron

16 CFR deo 1610: Širenje plamena = Klasa 1

Zaštita je u skladu sa

EN 14683 tip IIR za sledeće stavke:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Otpor prskanju  $\geq 16,0 \text{ kPa}$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

**Šifre proizvoda 25867, 25868, 25869, 28802, 28806:**

Zaštita je usklađena sa standardom ASTM F2100, nivo 1:

ASTM F1862: Otpornost na prskanje @ 80 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 5,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 95\%$  @ 0,1 mikron

16 CFR deo 1610: Širenje plamena = Klasa 1

Zaštita je usklađena sa standardom EN 14683 tip II za sledeće stavke:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P \leq 40 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

**Šifre proizvoda 28808, 28809, 28810, 28821, 62113, 62114, 62115, 62116:**

Zaštita je usklađena sa standardom ASTM F2100, nivo 2:

ASTM F1862: Otpornost na prskanje @ 120 mm Hg

EN14683  $\Delta P < 6,0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  @ 0,1 mikron

16 CFR deo 1610: Širenje plamena = Klasa 1

Zaštita je usklađena sa standardom EN 14683 tip IIR za sledeće stavke:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

Otpor prskanju  $\geq 16,0 \text{ kPa}$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu}/\text{g}$

**Šifre proizvoda 37525, 47080, 47117, 47127, 48201, 48220, 47359, 59928:**

Zaštita je u skladu sa standardom EN 14683 TYPE I za:

BFE  $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Šifre proizvod 47081, 47085, 47090, 47095, 47116, 47251, 47252, 47253, 47254, 47295, 47500, 47625, 47650, 47700, 47717, 48100, 48105, 48210, 48296, 48390, 49214, 49215, 49216, 49235, 49310, 49700, 49701, 62356, 62357, 62362, 62363, 62367:**

Zaštita je u skladu sa standardom EN 14683 TYPE II za:

BFE  $\geq 98\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Šifra proizvoda 48388**

ASTM nivo 1

Zaštita je u skladu s ASTM F2100

ASTM F1862: 80 mm Hg

$\Delta P < 5.0 \text{ mm H}_2\text{O/cm}^2$

ASTM F2101: BFE  $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 95\%$  @ 0,1 mikron

16 CFR deo 1610: Širenje plamena = Klasa 1

Zaštita je u skladu sa standardom EN 14683 TYPE I za:

BFE  $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

Mikrobiološka čistoća  $\leq 30 \text{ cfu/g}$

**Šifre proizvoda 62126, 62355:**

ASTM F1862: Otpornost na prskanje @ 120 mm Hg

ASTM F2101: BFE  $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE  $\geq 98\%$  @ 0,1 mikron

16 CFR deo 1610: Širenje plamena = Klasa 1

**Šifra proizvoda 62354:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR

**Šifra proizvoda 62360:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP3 NR

**Šifra proizvoda 62408:**

EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR

**Šifra proizvoda 50001:**

Namena: zaštita očiju od prskanja, rasprskavanja ili štrcanja tečnosti.

Upozorenje: naočare nisu predviđene za zaštitu od udaraca.