

产品代码

28800, 28804, 47107, 47137, 47147, 47297, 48207, 48208, 48237, 48247, 48248, 48297, 00146, 00148, 28797, 28820, 47298 :

防护符合 ASTM F2100 3 级 :

ASTM F1862 : 在 160 mm Hg 条件下的防溅性能

EN14683 $\Delta P < 6.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE $\geq 98\%$ @ 0.1 微米

16 CFR 第 1610 部分 : 火焰蔓延 = 1 类

防护符合

EN 14683 IIR 类中的下列要求 :

BFE $\geq 98\%$

$\Delta P < 60 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

抗泼溅 $\geq 16.0 \text{ kPa}$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码 25867, 25868, 25869, 28802, 28806 :

防护符合 ASTM F2100 1 级 :

ASTM F1862 : 在 80 mm Hg 条件下的防溅性能

EN14683 $\Delta P < 5.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE $\geq 95\%$ @ 0.1 微米

16 CFR 第 1610 部分 : 火焰蔓延 = 1 类

防护符合 EN 14683 II 类中的下列要求 :

BFE $\geq 98\%$

$\Delta P \leq 40 \text{ Pa}/\text{cm}^2$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码 28808, 28809, 28810, 28821, 62113, 62114, 62115, 62116 :

防护符合 ASTM F2100 2 级 :

ASTM F1862 : 在 120 mm Hg 条件下的防溅性能

EN14683 $\Delta P < 6.0 \text{ mm H}_2\text{O}/\text{cm}^2$

ASTM F2101: BFE $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE $\geq 98\%$ @ 0.1 微米

16 CFR 第 1610 部分 : 火焰蔓延 = 1 类

保护符合 EN 14683 IIR 类中的下列要求 :

BFE \geq 98%

$\Delta P < 60 \text{ Pa/cm}^2$

抗泼溅 $\geq 16.0 \text{ kPa}$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码 37525, 47080, 47117, 47127, 48201, 48220, 47359, 59928 :

防护符合 EN 14683 I 类中的下列要求 :

BFE $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码

47081, 47085, 47090, 47095, 47116, 47251, 47252, 47253, 47254, 47295, 47500, 47625, 47650, 47700, 47717, 48100, 48105, 48210, 48296, 48390, 49214, 49215, 49216, 49235, 49310, 49700, 49701, 62356, 62357, 62362, 62363, 62367 :

防护符合 EN 14683 II 类中的下列要求 :

BFE $\geq 98\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码 48388

ASTM 1 级

防护符合 ASTM F2100

ASTM F1862: 80 mm Hg

$\Delta P < 5.0 \text{ mm H}_2\text{O/cm}^2$

ASTM F2101: BFE $\geq 95\%$

ASTM F2299: PFE $\geq 95\%$ @ 0.1 微米

16 CFR 第 1610 部分 : 火焰蔓延 = 1 类

防护符合 EN 14683 I 类中的下列要求 :

BFE $\geq 95\%$

$\Delta P < 40 \text{ Pa/cm}^2$

微生物清洁度 $\leq 30 \text{ cfu/g}$

产品代码 62126, 62355 :

ASTM F1862 : 在 120 mm Hg 条件下的防溅性能

ASTM F2101: BFE $\geq 98\%$

ASTM F2299: PFE $\geq 98\%$ @ 0.1 微米

16 CFR 第 1610 部分 : 火焰蔓延 = 1 类

产品代码 62354 :

EN 149:2001+A1:2009, FFP1 NR

产品代码 62360 :

EN 149:2001+A1:2009, FFP3 NR

产品代码 62408 :

EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR

产品代码 50001 :

适用于：来自液体泼溅、喷洒或溅射的眼部防护。

警告：眼罩不用于提供对任何形式撞击的保护。