

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A NEM STERIL SEBÉSZETI TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN

FIGYELEM: Ne használja gyúlékony anesztetikumok jelenlétében.
Kerülje az érintkezést a potenciális gyújtóforrásokkal.

TÁJÉKOZTATÁS A VISZONTELADÓ VAGY ÁTCSOMAGOLÓ RÉSZÉRE¹

Importált árucikkek. A 19 U.S.C. 1304 és a 19CFR 134. része értelmében az árucikkeket vagy a csomagolásukat jól látható helyen, olvashatóan, letörölhetetlenül és tartósan meg kell jelölni az árucikk vagy a csomagolás jellege által megengedett módon, jelezve az egyesült államokbeli végfelhasználó részére az árucikk származási országát angol nyelven.

Etilén-oxiddal sterilizálható termékekkel alkalmazható.

¹ Ez a tájékoztatás csak az Egyesült Államokra érvényes