

非滅菌外科用製品に関する追加情報

注意：可燃性麻酔ガスを使用するところでは使用しないでください。
点火源となるおそれのあるものを近づけないでください。

二次購入者または再梱包業者への通知¹

本製品は輸入品です。19 U.S.C. 1304 および 19CFR Part 134 の要件により、製品の原産国の英語名を米国の最終購入者が分かるように、製品または容器の性質が許す限りにおいて製品またはその容器の見やすい場所に消えないように、かつ取り外しができない方法で明確に表示しなければなりません。

EO 滅菌される可能性のある製品での使用が認められています。

¹ この通知は米国のみ適用されます