

**Пакет для стерилизации — информация о продукте**


Циклы стерилизации для 48495, 48521, 48540, 48522, 48523, 48557, 48556, 48555, 48524, 48506, 48549, 48499, 48510, 48518, 48550, 48498, 48526, 48519, 48513, 48541, 48546, 48542, 48497, 48538, 48507, 48512, 48558, 48508, 48525, 48501, 48520, 48500, 48496, 48505, 48494, 48503



Пар или химические пары до пурпурного цвета



Газообразный этиленоксид до коричневого цвета



Цикл стерилизации для 48534, 48535, 48531, 48532



Плазменная обработка H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> до  
розового цвета

